

ESTD 1962

# Kendamil®



## Kendamil® Classic powder (1,049 g)

### Front of the package

MADE WITH whole milk  
FAIT AVEC lait entier

WHOLE MILK  
LAIT ENTIER

infant formula  
préparation pour nourrissons

NO PALM OIL  
SANS HUILE DE PALME

milk-based powder with iron  
poudre à base de lait enrichie en fer

DHA+ARA  
ADH+ARA

0-12 MONTHS  
0-12 MOIS

WITH HMOs  
AVEC HMOs

NET WT 37.0 OZ (1,049 G)  
POIDS NET 37,0 ONCES (1 049 G)

WITH MFGM  
AVEC MFGM

award-winning formula, made with love in Europe  
préparation pour nourrissons primée, fabriquée avec  
amour en Europe

FAMILY BUSINESS  
ENTREPRISE FAMILIALE

EUROPEAN MADE  
FABRIQUÉ EN EUROPE

## Nutritional panel

### Ingredients

WHOLE MILK, DEMINERALISED WHEY POWDER, VEGETABLE OILS (SUNFLOWER OIL, COCONUT OIL, RAPESEED OIL), LACTOSE, SKIMMED MILK POWDER, GALACTO-OLIGOSACCHARIDES(GOS), **LESS THAN 2% OF:** WHEY PROTEIN CONCENTRATE ALPHA-LACTALBUMIN, CALCIUM CITRATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM LACTATE, SODIUM CITRATE, CHOLINE BITARTRATE, FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS), MAGNESIUM CHLORIDE, SCHIZOCHYTRIUM SP. OIL, SODIUM ASCORBATE, POTASSIUM HYDROXIDE, INOSITOL, L-TYROSINE, MORTIERELLA ALPINA OIL, TAURINE, IRON PYROPHOSPHATE, NUCLEOTIDES (CYTIDINE-5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM URIDINE-5'-MONOPHOSPHATE, ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM INOSINE-5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM GUANOSINE-5'-MONOPHOSPHATE), L-PHENYLALANINE, ZINC SULFATE, VITAMIN E, NIACIN, CALCIUM PANTOTHENATE, COPPER SULFATE, THIAMIN, RIBOFLAVIN, VITAMIN A, VITAMIN B6, MANGANESE SULFATE, FOLIC ACID, POTASSIUM IODIDE, SODIUM SELENITE, VITAMIN K, VITAMIN D3, BIOTIN, VITAMIN B12. **CONTAINS MILK.**

**WARNING: POWDERED INFANT FORMULAS ARE NOT STERILE AND SHOULD NOT BE FED TO PREMATURE INFANTS OR INFANTS WHO MIGHT HAVE IMMUNE PROBLEMS UNLESS DIRECTED AND SUPERVISED BY YOUR BABY'S DOCTOR. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SEVERE HARM. DO NOT USE MICROWAVE TO PREPARE OR WARM FORMULA. SERIOUS BURNS MAY OCCUR. FEEDS SHOULD BE PREPARED AS REQUIRED AND NOT STORED FOR LATER USE. IF YOUR FEED HAS NOT BEEN USED WITHIN AN HOUR OF PREPARATION, WE RECOMMEND THAT YOU THROW IT AWAY AND START AGAIN. DO NOT FREEZE PREPARED FORMULA.**

### Ingrédients

LAIT ENTIER, POUDRE DE LACTOSÉRUM DÉMINÉRALISÉE, HUILES VÉGÉTALES (HUILE DE TOURNESOL, HUILE DE NOIX DE COCO, HUILE DE COLZA), LACTOSE, LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, GALACTO-OLIGOSACCHARIDES(GOS), **MOINS DE 2% DE:** CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM ALPHA-LACTALBUMINE, CITRATE DE CALCIUM, CHLORURE DE POTASSIUM, LACTATE DE CALCIUM, CITRATE DE SODIUM, BITARTRATE DE CHOLINE, FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS), CHLORURE DE MAGNÉSIUM, HUILE DE SCHIZOCHYTRIUM SP, ASCORBATE DE SODIUM, HYDROXYDE DE POTASSIUM, INOSITOL, L-TYROSINE, HUILE DE MORTIERELLA ALPINA, TAURINE, PYROPHOSPHATE DE FER, NUCLÉOTIDES (CYTIDINE-5'-MONOPHOSPHATE, URIDINE-5'-MONOPHOSPHATE DISODIQUE, ADÉNOSINE-5'-MONOPHOSPHATE, INOSINE-5'- MONOPHOSPHATE DISODIQUE, GUANOSINE-5'-MONOPHOSPHATE DISODIQUE), L-PHÉNYLALANINE, SULFATE DE ZINC, VITAMINE E, NIACINE, PANTOTHÉNATE DE CALCIUM, SULFATE DE CUIVRE, THIAMINE, RIBOFLAVIN, VITAMINE A, VITAMINE B6, SULFATE DE MANGANÈSE, ACIDE FOLIQUE, IODURE DE POTASSIUM, SÉLÉNITE DE SODIUM, VITAMINE K, VITAMINE D3, BIOTINE, VITAMINE B12. **CONTIENT DU LAIT.**

**AVERTISSEMENT: LES PRÉPARATIONS EN POUDRE POUR NOURRISSONS NE SONT PAS STÉRILES ET NE DOIVENT PAS ÊTRE DONNÉES AUX PRÉMATURÉS OU AUX NOURRISSONS SUSCEPTIBLES D'AVOIR DES PROBLÈMES IMMUNITAIRES, SAUF INDICATION ET SURVEILLANCE DU MÉDECIN DE VOTRE BÉBÉ. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES GRAVES. NE PAS UTILISER DE FOUR À MICRO-ONDES POUR PRÉPARER OU RÉCHAUFFER LA PRÉPARATION POUR NOURRISSONS. DE GRAVES BRÛLURES PEUVENT SE PRODUIRE. LES BIBERONS DOIVENT ÊTRE PRÉPARÉS AU FUR ET À MESURE DES BESOINS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE CONSERVÉS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI LE BIBERON N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ DANS L'HEURE QUI SUIT SA PRÉPARATION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LE JETER ET DE RECOMMENCER. NE PAS CONGELER LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS PRÉPARÉES.**

# Kendamil®

## Nutritional values

NUTRIENTS	units	Per 100 calories (5 fl oz as prepared)
PROTEIN	g	2
FAT	g	5.4
CARBOHYDRATE	g	10.8
WATER	g	134
LINOLEIC ACID	mg	808
<b>VITAMINS</b>		
VITAMIN A	IU	260
VITAMIN D	IU	80
VITAMIN E	IU	3.2
VITAMIN K	mcg	5.8
THIAMIN (VITAMIN B1)	mcg	80
RIBOFLAVIN (VITAMIN B2)	mcg	190
VITAMIN B6	mcg	70
VITAMIN B12	mcg	0.15
NIACIN	mcg	870
FOLIC ACID (FOLACIN)	mcg	14
PANTOTHENIC ACID	mcg	630
BIOTIN	mcg	3.8
VITAMIN C (ASCORBIC ACID)	mg	15
CHOLINE	mg	32
INOSITOL	mg	19
<b>MINERALS</b>		
CALCIUM	mg	65
PHOSPHOROUS	mg	38
MAGNESIUM	mg	9
IRON	mg	1
ZINC	mg	0.7
MANGANESE	mcg	10
COPPER	mcg	71
IODINE	mcg	17
SELENIUM	mcg	3.3
SODIUM	mg	31
POTASSIUM	mg	106
CHLORIDE	mg	67

# Kendamil®

## Valeurs nutritionnelles

NUTRIMENTS	unités	Par 100 calories (5 onces liquides telles que préparées)
PROTÉINES	g	2
LIPIDES	g	5,4
GLUCIDES	g	10,8
L'EAU	g	134
ACIDE LINOLÉIQUE	mg	808
<b>VITAMINES</b>		
VITAMINE A	IU	260
VITAMINE D	IU	80
VITAMINE E	IU	3,2
VITAMINE K	mcg	5,8
THIAMINE (VITAMINE B1)	mcg	80
RIBOFLAVINE (VITAMINE B2)	mcg	190
VITAMINE B6	mcg	70
VITAMINE B12	mcg	0,15
NIACINE	mcg	870
ACIDE FOLIQUE (FOLACINE)	mcg	14
ACIDE PANTOTHÉNIQUE	mcg	630
BIOTINE	mcg	3,8
VITAMINE C (ACIDE ASCORBIQUE)	mg	15
CHOLINE	mg	32
INOSITOL	mg	19
<b>MINÉRAUX</b>		
CALCIUM	mg	65
PHOSPHORE	mg	38
MAGNÉSIUM	mg	9
FER	mg	1
ZINC	mg	0,7
MANGANÈSE	mcg	10
CUIVRE	mcg	71
IODE	mcg	17
SÉLÉNIUM	mcg	3,3
SODIUM	mg	31
POTASSIUM	mg	106
CHLORURE	mg	67



# Kendamil®

## Side panel

### Directions for preparation & use

YOUR BABY'S HEALTH DEPENDS ON CAREFULLY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS BELOW. PROPER HYGIENE, PREPARATION, DILUTION, USE AND STORAGE ARE IMPORTANT WHEN PREPARING INFANT FORMULA. CONSULT YOUR BABY'S PHYSICIAN ABOUT THE NEED TO BOIL CLEAN UTENSILS, BOTTLES, AND NIPPLES IN WATER BEFORE USE AND THE APPROPRIATE USE OF FORMULA FOR YOUR CHILD.

1. WASH HANDS THOROUGHLY WITH SOAP AND WARM WATER BEFORE PREPARING FORMULA.
2. BRING 1 LITER OF FRESH WATER TO THE BOIL (DO NOT USE REPEATEDLY BOILED WATER). LET COOL FOR 30 MINUTES, SO IT REMAINS AT LEAST 158°F. MEASURE THE REQUIRED WATER INTO A STERILIZED BOTTLE. USING THE SCOOP PROVIDED IN THE CAN, ADD THE CORRECT NUMBER OF LEVELLED SCOOPS OF POWDER TO THE BOTTLE. USE THE STRAIGHT EDGE OF THE CAN TO LEVEL EACH SCOOP.
3. PLACE ON A STERILIZED CAP AND SHAKE WELL TO DISSOLVE POWDER. COOL TO ROOM TEMPERATURE BY RUNNING THE BOTTLE (LID ON) UNDER COLD RUNNING WATER. ONCE FEEDING BEGINS, USE FORMULA WITHIN 1 HOUR OR DISCARD. ALWAYS TEST THE TEMPERATURE OF THE FORMULA ON THE INSIDE OF YOUR WRIST AFTER ABOVE COOLING STEP.

**STORAGE:** POWDER MAY SETTLE DURING SHIPPING. DO NOT USE FORMULA IF INNER OR OUTER SEAL IS OPENED OR DAMAGED. STORE OPEN OR UNOPENED CANS IN A COOL, DRY PLACE. AVOID EXCESSIVE STORAGE TEMPERATURES. DO NOT FREEZE POWDER. ONCE OPENED, TIGHTLY COVER OPEN CAN AND USE WITHIN 1 MONTH. PACKAGED IN A PROTECTIVE ATMOSPHERE. IMPORTANT INFORMATION ON USE BY DATE, PRODUCT BATCH AND COUNTRY OF ORIGIN ON BOTTOM OF CAN.

## **Mode de préparation et d'utilisation**

*LA SANTÉ DE VOTRE BÉBÉ DÉPEND DU RESPECT SCRUPULEUX DES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS. IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES RÈGLES D'HYGIÈNE, DE PRÉPARATION, DE DILUTION, D'UTILISATION ET DE CONSERVATION LORS DE LA PRÉPARATION DES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS. CONSULTEZ LE MÉDECIN DE VOTRE BÉBÉ SUR LA NÉCESSITÉ DE FAIRE BOUILLIR LES USTENSILES, LES BIBERONS ET LES TÉTINES DANS DE L'EAU AVANT DE LES UTILISER ET SUR L'UTILISATION APPROPRIÉE DES PRÉPARATIONS POUR VOTRE ENFANT.*

- 1. SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS AVEC DU SAVON ET DE L'EAU CHAUDE AVANT DE PRÉPARER LA PRÉPARATION POUR NOURRISSONS.*
- 2. PORTER À ÉBULLITION 1 LITRE D'EAU FRAÎCHE (NE PAS UTILISER DE L'EAU DÉJÀ BOUILLIE). LAISSER REFROIDIR PENDANT 30 MINUTES, DE MANIÈRE À CE QUE L'EAU ATTEIGNE AU MOINS 158°F. MESURER L'EAU NÉCESSAIRE DANS UN BIBERON STÉRILISÉ. À L'AIDE DE LA MESURETTE FOURNIE DANS LA BOÎTE, AJOUTER LE NOMBRE CORRECT DE MESURETTES ARASÉES DE POUDRE DANS LE BIBERON. UTILISEZ LE BORD DROIT DE LA BOÎTE POUR NIVELER CHAQUE MESURE.*
- 3. PLACER UN BOUCHON STÉRILISÉ ET BIEN AGITER POUR DISSOUDRE LA POUDRE. REFROIDIR À TEMPÉRATURE AMBIANTE EN PASSANT LE BIBERON (COUVERCLE EN PLACE) SOUS L'EAU FROIDE. UNE FOIS L'ALIMENTATION COMMENCÉE, UTILISER LA PRÉPARATION POUR NOURRISSONS DANS L'HEURE QUI SUIT OU LA JETER. TOUJOURS TESTER LA TEMPÉRATURE DU PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS SUR L'INTÉRIEUR DU POIGNET APRÈS L'ÉTAPE DE REFROIDISSEMENT CI-DESSUS.*

**CONSERVATION:** LA POUDRE PEUT SE DÉPOSER PENDANT LE TRANSPORT. NE PAS UTILISER LA PRÉPARATION POUR NOURRISSONS SI LE SCEAU INTERNE OU EXTERNE EST OUVERT OU ENDOMMAGÉ. CONSERVER LES BOÎTES OUVERTES OU NON OUVERTES DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC. ÉVITER LES TEMPÉRATURES DE CONSERVATION EXCESSIVES. NE PAS CONGELER LA POUDRE. UNE FOIS OUVERTE, COUVRIR HERMÉTIQUEMENT LA BOÎTE ET L'UTILISER DANS UN DÉLAI D'UN MOIS. EMBALLÉ DANS UNE ATMOSPHÈRE PROTECTRICE. DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA DATE LIMITE D'UTILISATION, LE LOT DE PRODUITS ET LE PAYS D'ORIGINE FIGURENT SUR LE FOND DE LA BOÎTE.

## Feeding guide

ADD 1 LEVEL PACKED SCOOP OF KENDAMIL INFANT FORMULA POWDER TO EACH 1 FL OZ (30 ML) OF WATER <sup>1</sup>.

TO MAKE	ADDED WATER <sup>1</sup>	ADDED POWDER <sup>2</sup>
2 FL OZ BOTTLE	2 FL OZ	2 SCOOPS <sup>2</sup> (8.6 G)
4 FL OZ BOTTLE	4 FL OZ	4 SCOOPS <sup>2</sup> (17.2 G)
6 FL OZ BOTTLE	6 FL OZ	6 SCOOPS <sup>2</sup> (25.8 G)
8 FL OZ BOTTLE	8 FL OZ	8 SCOOPS <sup>2</sup> (34.4 G)

<sup>1</sup> FRESHLY BOILED AND COOLED; <sup>2</sup> 1 LEVEL PACKED SCOOP = 4.3 G. EACH SCOOP ADDS ABOUT 0.1 FL OZ (4.3 G) TO THE AMOUNT OF PREPARED FORMULA.

## Guide d'alimentation

AJOUTEZ 1 MESURETTE ARASÉE DE PRÉPARATION POUR NOURRISSONS EN POUDRE KENDAMIL POUR CHAQUE ONCE LIQUIDE (30 ML) D'EAU <sup>1</sup>.

<i>POUR FAIRE</i>	<i>EAU AJOUTÉE<sup>1</sup></i>	<i>POUDRE AJOUTÉE<sup>2</sup></i>
<i>BIBERON DE 2 ONCES LIQUIDES</i>	<i>2 ONCES LIQUIDES</i>	<i>2 MESURETTES<sup>2</sup> (8,6 G)</i>
<i>BIBERON DE 4 ONCES LIQUIDES</i>	<i>4 ONCES LIQUIDES</i>	<i>4 MESURETTES<sup>2</sup> (17,2 G)</i>
<i>BIBERON DE 6 ONCES LIQUIDES</i>	<i>6 ONCES LIQUIDES</i>	<i>6 MESURETTES<sup>2</sup> (25,8 G)</i>
<i>BIBERON DE 8 ONCES LIQUIDES</i>	<i>8 ONCES LIQUIDES</i>	<i>8 MESURETTES<sup>2</sup> (34,4 G)</i>

<sup>1</sup> FRAÎCHEMENT BOUILLIE ET REFROIDIE; <sup>2</sup> 1 MESURETTE ARASÉE = 4,3 G. CHAQUE MESURETTE AJOUTE ENVIRON 0,1 ONCE LIQUIDE (4,3 G) À LA QUANTITÉ DE PRÉPARATION POUR NOURRISSONS PRÉPARÉE.