

Dose d'ÉPINÉPHrine par voie intramusculaire (solution de 1:1000, 1 mg/ml), selon l'âge ou le poids

Il est préférable d'utiliser le poids pour déterminer la dose, mais si le poids est inconnu, se guider sur l'âge.

Âge Utiliser le poids s'il est connu	Poids (kg)	Dose d'ÉPINÉPHrine (1 mg/ml) en ampoule ou flacon		Dose d'ÉPINÉPHrine en auto-injecteur N'utiliser que si la dose mesurée selon le poids n'est pas disponible
		mg ou mg/kg/dose	Volume 1 mg/ml (ml)	
De la naissance à moins de 5 kg	Moins de 5 kg	0,01mg/kg/dose ou 0,1 mg	0,01 ml/kg/dose ou 0,1 ml	s/o
Plus de 5 kg et moins de 2 ans	De 5 à 10	0,1 mg	0,1 ml	0,15 mg
De 2 à moins de 4 ans	De 11 à 15	0,15 mg	0,15 ml	
De 4 à moins de 7 ans	De 16 à 20	0,2 mg	0,2 ml	
	De 21 à 25	0,25 mg	0,25 ml	0,3 mg
De 7 à moins de 10 ans	De 26 à 30	0,3 mg	0,3 ml	
	De 31 à 35	0,35 mg	0,35 ml	
De 10 à 12 ans	De 36 à 40	0,4 mg	0,4 ml	
	De 41 à 45	0,45 mg	0,45 ml	
Plus de 12 ans	46 et plus	0,5 mg	0,5 ml	0,5 mg

Source: Agence de la Santé publique du Canada. Anaphylaxie et autres réactions aiguës après la vaccination : Guide canadien d'immunisation : Partie 2 – La sécurité des vaccins Ottawa (ON): ASPC; 2020. Tableau 4 : Dose d'ÉPINÉPHrine par voie intramusculaire (solution de 1:1000, 1 mg/ml), selon l'âge ou le poids.