

CH-147F CHINOOK





CH-147F CHINOOK

The CH-147F Chinook is an advanced, multi-mission helicopter used to transport equipment and personnel during domestic or deployed operations.

The Chinook supports the Canadian Army, special operations forces, other government departments, law enforcement agencies and civil authorities. It has enhanced self-protection capabilities, including anti-missile protection systems, radar as well as laser warning systems, ballistic protection and self-defence machine guns.

Length: 15.9 m

Rotor span: 18.28 m

Height: 5.77 m

Maximum gross weight:

24,494 kg

Maximum slinging payload:

12,700 kg

Maximum speed: 315 km/h

Range: 1,200 km

Location: Petawawa, Ont.

CH-147F CHINOOK

Le CH-147F Chinook est un hélicoptère polyvalent moderne qui sert à transporter de l'équipement et du personnel destinés aux opérations au pays et à l'étranger.

Le Chinook apporte un soutien à l'Armée canadienne, aux forces d'opérations spéciales, à des ministères, à des organismes de mise en application de la loi et aux autorités civiles. Il possède des capacités de protection supérieure, notamment des systèmes de protection antimissile, des systèmes d'alerte laser et radar, une protection balistique et des mitrailleuses.

Longueur : 15,9 m

Envergure du rotor : 18,28 m

Hauteur : 5,77 m

Masse totale maximale :

24 494 kg

Charge utile maximale

(élingage) : 12 700 kg

Vitesse maximale : 315 km/h

Autonomie : 1 200 km

Base : Petawawa, Ont.

www.canada.ca/en/air-force

www.canada.ca/fr/force-aerienne

